


PERMANENT KOMFORTABEL

POLYURETHAN-DOPPEL-LUMEN-VORHOF-KATHETER



NEU
Knickstabiler
Nitinol-Seldinger-
Draht jetzt in allen
Katheter-Sets

NEUES SPITZENDESIGN

- Minimales Clottingrisiko
- Verbesserung der Hämodynamik
- Erzielung exzellenter Flussraten


POLYURETHAN-DOPPELUMEN-VORHOF-KATHETER FÜR DIE LANGZEITANWENDUNG

Die Anterogarde Legetechnik

- minimiert den Durchmesser des Hauttunnels
- ermöglicht eine schnelle Katheteranlage, da die Bestückung der Katheter-Anschlusschläuche mit Klemmen und Konnektoren entfällt.



Das spezielle Innendesign, führt zu einer hohen Knickstabilität des Katheterschaftes.



Das besondere Spitzendesign verringert das Clotting-Risiko und erleichtert die korrekte Positionierung der Katheterspitze im Vorhof.

Polyurethan-Doppellumen-Vorhof- Katheter

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Cuff dist. Ende	implant. Länge	Füllvolumen	French	VE
PU-A-IDL-K 19/23	5 mm	19 cm	23 cm	1,99 ml / 2,02 ml	15	2
PU-A-IDL-K 23/27	5 mm	23 cm	27 cm	2,19 ml / 2,21 ml	15	2
PU-A-IDL-K 28/32	5 mm	28 cm	32 cm	2,42 ml / 2,45 ml	15	2
PU-A-IDL-K 33/37	5 mm	33 cm	37 cm	2,60 ml / 2,69 ml	15	2

Zubehör:

Seldinger Nadel; spezieller, knickstabiler Nitinol Draht; Splitkanüle mit Ventil; Hauttrokar

VMP Katheter und Zubehör werden in Deutschland gem. der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93 / 42/EWG produziert.
Hersteller: JOLINE GmbH & Co. KG, 72379 Hechingen
Technische Änderungen vorbehalten



Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008

Deutschland: Langer Brauck 15 · D-58640 Iserlohn · Telefon +49 2371 9763-0 · Telefax +49 2371 44919 · Email: info@akut-dialyse.de
Österreich: Schwarzspanierstr. 15/9/3 · A-1090 Wien · Telefon +43 1 4030858-0 · Telefax: +43 1 4030858-18 · Email: info@akut-dialyse.at
Internet: www.akut-dialyse.de