



Joline[®]

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH


Experts in Care.

Silikon Einlumen Katheter




Silikon Einlumen Katheter
14,4 Fr & 15 Fr

Langzeit Dialysekatheter



Silikon Einlumen Katheter




Unsere Sets bieten
nachfolgende Konfigurationen:

- mit Split-Sheath und Mandrin (ISK I)
- mit Split-Sheath ohne Mandrin (ISK)

Eigenschaften des Vorhofkatheters

- Biokompatibles Silikon mit optimalen Langzeiteigenschaften, latexfrei
- Extrem widerstandsfähige Luer-Lock-Konnektoren aus PEEK¹ sorgen für einen langlebig sicheren Anschluss an das Blutschlauchsystem
- MR-sicher keine Metallteile
- Implantation durch Seldingertechnik in Lokalanästhesie möglich



Cuff

- Das breite symmetrische Cuff gewährleistet eine ungehinderte Verankerung im Gewebe und ein geringes Dislokationsrisiko²

Implantations-Technik

- Die retrograde Implantations-Technik kann sowohl chirurgisch als auch perkutan erfolgen
- Erleichtert die präzise Platzierung der Katheterspitze im Vorhof

Knickstabiler Führungsdraht


- Knickstabiler Nitinol Führungsdraht für eine sichere und reibungslose Katheterplatzierung
- Dispenser für Einhandbedienung

Hohe Röntgensichtbarkeit


- Röntgenkontrastfähiger Katheterschaft ermöglicht eine sichere Kontrolle der Katheterposition

Sicherheitsklemmen

- Sicherheitsklemmen mit Seitenschutz




Silikon Einlumen Katheter Set mit Split-Sheath und Mandrin



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Katheter mit Mandrin | 6 Fixierflügel |
| 2 Einführkanüle | 7 Luer-Lock Konnektor |
| 3 Nitinol Führungsdraht | 8 Miniklemme (weiß) |
| 4 Split-Sheath mit Dilatator | 9 Luer-Lock Injektionskappe |
| 5 Trokar | |

Artikel-Nr.	Abstand Cuff	French	VE
ISK I 25/50	250 mm	15 Fr	3
ISK I 30/50	300 mm	15 Fr	3

Silikon Einlumen Katheter Set mit Split-Sheath ohne Mandrin



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Katheter | 6 Fixierflügel |
| 2 Einführkanüle | 7 Luer-Lock Konnektor |
| 3 Nitinol Führungsdraht | 8 Miniklemme (weiß) |
| 4 Split-Sheath mit Dilatator | 9 Luer-Lock Injektionskappe |
| 5 Trokar | |

Artikel-Nr.	Abstand Cuff	French	VE
ISK 25/50	250 / 200 mm	15 Fr	3
ISK 30/50	300 / 170 mm	15 Fr	3
ISK 45/48	450 / 200 mm	14,4 Fr	3
ISK 50/48	500 / 200 mm	14,4 Fr	3
ISK 55/48	550 / 200 mm	14,4 Fr	3

- Der Mandrin bietet mehr Stabilität und besseren Legekomfort während des Vorschiebens
- Implantierbar über die Varianten Split-Sheath mit Dilatator oder Mandrin

Referenzen

- 1 PEEK (PolyEtherEtherKeton)
- 2 Customer feedback – Post-Market-Surveillance (PMS) – Clinical Research Organisation;
CRO LS medcap GmbH



Vertrieb durch:

Achim Schulz-Lauterbach

Vertrieb medizinischer Produkte GmbH

Deutschland

Langer Brauck 15
D-58640 Iserlohn

Phone: +49 2371 9763 0
Fax: +49 2371 9763 26
E-mail: info@akut-dialyse.de
www.akut-dialyse.de

Österreich

Schwarzspanierstr. 15/9/3
A-1090 Wien

Phone: +43 1 4030858 0
Fax: +43 1 4030858 18
E-mail: info@akut-dialyse.at
www.akut-dialyse.at

 Joline GmbH & Co. KG, Neue Rottenburger Str. 50, 72379 Hechingen
Qualität geht vor: Joline ist nach EN ISO 13485:2016 + AC:2018 + A11:2021 zertifiziert.
Alle Joline-Produkte sind CE-gekennzeichnet.
Änderungen vorbehalten: 53552/24/02_R00